

MANUAL DE UTILIZARE

PISTOL DE MASAJ AERIUM Relax - 4 atasamente

PARAMETRI TEHNICI

- Alimentare: baterie incorporata de 8,4 V
- Încărcare: DC 5V
- Număr de extensii: 4
- Vârsta: 18+

SERVICIU

1. Apăsați butonul de pornire pentru a porni dispozitivul. Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat acest buton.
2. Butonul „Run” vă permite să schimbați frecvența vibrațiilor.
3. Pentru a scoate atasamentul, trageți-l afară cu forță. Pentru a pune atasamentul, împingeți-l cu suficientă forță.
4. Când încărcați dispozitivul, conectați-l la adaptorul de alimentare de 5V.
5. Vă rugăm să încărcați produsul timp de 3 ore înainte de prima utilizare.
6. În timpul încărcării, luminile indicatoare vor clipi, iar după terminarea încărcării, luminile indicatoare vor rămâne continue. În timpul funcționării, luminile indicatoare vor indica treapta de viteză, na pe care dispozitivul este în funcțiune.

UTILIZARE

Aparatul este destinat masajelor, relaxării mușchilor încordați, durerilor musculare și articulare. Masajul poate fi efectuat pe aproape orice parte a corpului, cu excepția capului, coloanei vertebrale, spatelui mâinilor și picioarelor.

INDICAȚIE	CONTRAINDICAȚIE
Dureri și crampe musculare, stimularea fluxului sanguin muscular, stimularea regenerării musculare, reducerea cantității de acid lactic din mușchi	Vânătași, anevrisme, răni deschise
Mobilitate articulară crescută	Utilizarea medicamentelor pentru subțierea sângelui
	Sarcina
	Cancer
	Boli de inimă, utilizarea stimulatoarelor cardiace

Scopul șefilor:



U - mușchi de-a lungul coloanei vertebrale și a tendonului lui Ahile



Rotund - utilizare universală pentru întregul corp



Plat - Spate, Coapse, Fese Oferă o presiune ușoară



Precis - permite un lucru precis și un masaj amănunțit

Reguli pentru utilizarea unui masaj vibrator:

- Nu masați un grup de mușchi mai mult de 1-2 minute. Efectuați masaje în serie.
- Atașamentul trebuie ales corespunzător pentru partea corpului care este masată.
- Masajul trebuie făcut de-a lungul mușchilor, de sus în jos.
- Nu așezați aparatul de masaj pe oase.
- Masajul trebuie să aibă loc într-o mișcare uniformă. Dacă dai peste un loc care are nevoie în mod special de un masaj, îi poți acorda un timp puțin mai lung.
- Relaxează-te și respiră adânc în timpul masajului.

AVERTIZARE

1. Produsul este destinat doar adulților.
2. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile conținute în manual înainte de utilizare.
3. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
4. Nu aduceți capul de masaj aproape de oase și părți delicate ale corpului.
5. Utilizați produsul pe pielea uscată și curată. Nu masați peste haine.
6. Dacă masajul provoacă durere, opriți imediat.
7. Folosiți numai atașamentul selectat corect.
8. Folosirea aparatului de masaj pentru prea mult timp sau aplicarea unei presiuni prea mari poate cauza vânăătăi.
9. Țineți aparatul de masaj departe de păr, degete și față.
10. Nu blocați alimentarea cu aer pentru răcirea motorului aparatului.
11. Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat, deoarece umiditatea și pătrunderea apei pot duce la deteriorarea permanentă a produsului.
12. Verificați cu atenție starea produsului înainte de fiecare utilizare. Dacă observați orice anomalie, opriți imediat utilizarea produsului.
13. Nu reparați sau modificați singur dispozitivul.
14. Acest manual conține informații importante, așa că păstrați-l pentru referințe ulterioare.